



# Da Vinci SP Katalog für Instrumente und Zubehör Europa

Oktober 2025

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an Intuitive.  
+800 0821 2020 (gebührenfrei) / +41 21 821 2020 oder besuchen Sie [www.intuitive.com](http://www.intuitive.com)

Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Intuitive-Ansprechperson vor Ort nach der Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region. Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und anderen Produktinformationen finden Sie in der produktspezifischen Gebrauchsanweisung.

# Inhaltsverzeichnis

## **6 mm Instrumente**

- 4 Monopolare Kauterisierungsinstrumente
- 5 Bipolare Kauterisierungsinstrumente
- 6 Instrumente

## **Zubehör**

- 7 Wiederverwendbares Zubehör
- 7 Einwegzubehör

## **Endoskope und Zubehör**

- 8 Endoskop
- 8 Handheld Camera

## **Trainingsausstattung**

- 8 Trainingsinstrumente

## **Reinigung und Sterilisation**

- 9 Reinigung und Sterilisation

## **Dokumentation**

- 9 Dokumentation

## **Spezifikationen**

- 10 Instrumentenspezifikationen
- 11 Übliche Kartonabmessungen und -gewichte

## **Kontaktinformationen**

- 12 Technischer Support und Kundenservice

6 mm  
Instrumente




## Monopolare Kauterisierungsinstrumente

	Produktbeschreibung	Artikelnummer
	<b>Monopolare, gebogene Schere</b> 25 Einsätze	<b>430100</b>
	<b>Monopolare, gebogene Schere, Extended Range</b> 25 Einsätze	<b>431100</b>
	Abgebildet mit <b>Spitzenschutz für monopolare, gebogene Schere (separat erhältlich – 1 Eingriff)<sup>1</sup></b>	<b>430035</b>
	<b>Monopolares Kauterisierungsinstrument</b> 25 Einsätze	<b>430101</b>
	Abgebildet mit <b>Kauterhakenspitze (separat erhältlich – 1 Eingriff)<sup>1</sup></b>	<b>400156</b>
	<b>Monopolares Kauterisierungsinstrument</b> 25 Einsätze	<b>430101</b>
	Abgebildet mit <b>Kauterspatelspitze (separat erhältlich – 1 Eingriff)<sup>1</sup></b>	<b>400160</b>

<sup>1</sup> Die Kauterspatelspitze, die Kauterhakenspitze und die Spitze für die monopolare, gebogene Schere können separat bestellt werden. Kauterhakenspitze (10 Einh. pro Pck.), Artikelnummer 400156. Kauterspatelspitze (10 Einh. pro Pck.), Artikelnummer 400160. Spitze für monopolare, gebogene Schere (10 Einh. pro Pck.), Artikelnummer 430035.





# 6 mm Instrumente

## Bipolare Kauterisierungsinstrumente

	Produktbeschreibung	Artikelnummer
	<b>Bipolare Maryland-Fasszange</b> 25 Einsätze	<b>430152</b>
	<b>Bipolare Maryland-Fasszange, Extended Range</b> 25 Einsätze	<b>431152</b>
	<b>Gefensterte Bipolar-Fasszange</b> 25 Einsätze	<b>430151</b>
	<b>Force Bipolar, Extended Range</b> 20 Einsätze	<b>431150</b>

6 mm  
Instrumente





## Instrumente

	Produktbeschreibung	Artikelnummer
	<b>Nadelhalter</b> 25 Einsätze	<b>430200</b>
	<b>Nadelhalter, Extended Range</b> 25 Einsätze	<b>431200</b>
	<b>Cadière-Fasszange</b> 25 Einsätze	<b>430300</b>
	<b>Cadière-Fasszange, Extended Range</b> 25 Einsätze	<b>431300</b>
	<b>Rundzahn-Retraktor, Extended Range</b> 25 Einsätze	<b>431301</b>
	<b>Clipapplikator, „Medium-Large“<sup>1</sup></b> 150 Einsätze <small>(abgebildet mit mittelgroßen Weck® Hem-o-lok® Polymer-Ligaturclips)</small>  Ausschließlich für den Gebrauch mit mittelgroßen Weck® Hem-o-lok® Polymer-Ligaturclips validiert.	<b>430250</b>
	<b>Weck-Artikelnummer:</b>	544230









<sup>1</sup> Mittelgroße Weck® Hem-o-lok® Polymer-Ligaturclips (Weck Produktcode 544230) sind die einzigen kompatiblen Clips, die mit diesem Instrument verwendet werden können. Wenden Sie sich zur Bestellung an Teleflex Medical ([www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)) oder Ihren örtlichen Händler.

## Zubehör

## Wiederverwendbares Zubehör


	Produktbeschreibung	Einh. pro Pck.	Einsätze	Artikelnummer
	Trokar, 25 mm x 100 mm	1	-	<b>430036</b>
	Obturator, 25 mm x 100 mm	1	-	<b>430016</b>
	Anschlusskabel für bipolare Energieinstrumente	1	20	<b>470384</b>
	EnergyShield Anschlusskabel für monopolare Energieinstrumente	1	-	<b>430068</b>

## Einwegzubehör

	Produktbeschreibung	Einh. pro Pck.	Einsätze	Artikelnummer
	Spitze für monopolare, gebogene Schere (10 Einh. pro Pck.)	10	Einwegprodukt	<b>430035</b>
	Kauterhakenspitze (10 Einh. pro Pck.)	10	Einwegprodukt	<b>400156</b>
	Kauterspatelspitze (10 Einh. pro Pck.)	10	Einwegprodukt	<b>400160</b>
	Instrumenten-Schutzabdeckung (30 Einh. pro Pck.)	30	Einwegprodukt	<b>430012</b>
	Kamera-Schutzabdeckung (10 Einh. pro Pck.)	10	Einwegprodukt	<b>430020</b>
	Abdeckung für Instrumentenarm	1	Einwegprodukt	<b>430013</b>
	Zugangsport-Kit, kleine Inzision (2,7 bis 4 cm Inzisionsgröße) (6 Einh. pro Pck.) enthält: • Zugangsport • Zugangsführung, kurz • Wundschutz	6	Einwegprodukt	<b>430073</b>
	Zugangsport-Kit, große Inzision (2,7 bis 7 cm Inzisionsgröße) (6 Einh. pro Pck.) enthält: • Zugangsport • Zugangsführung, kurz • Wundschutz	6	Einwegprodukt	<b>430075</b>
	Zugangsführungs-Kit (6 Einh. pro Pck.) enthält: • Trokareinsatz Zugangsführung • Trokardichtung Zugangsführung	6	Einwegprodukt	<b>430022</b>

## Endoskope und Zubehör

### SP-Endoskop

	Produktbeschreibung	Einh. pro Pck.	Einsätze	Artikelnummer
	SP-Endoskop, 0°	1	33	<b>430077</b>

### Handheld Camera Komponenten

	Produktbeschreibung	Einh. pro Pck.	Einsätze	Artikelnummer
	Handheld Camera	1	-	<b>470035</b>
	Lichtleiter für Handheld Camera	1	-	<b>470042</b>
	Lichtleiter-Adapter für Handheld Camera	1	-	<b>470051</b>
	Handheld Camera, Aufbereitungscontainer aus Edelstahl	1	-	<b>400499</b>

## Trainingsausstattung


### Trainingsinstrumente

Produktbeschreibung	Einh. pro Pck.	Einsätze	Artikelnummer
Monopolare, gebogene Schere	1	75	<b>430100-T</b>
Monopolare, gebogene Schere, Extended Range	1	75	<b>431100-T</b>
Monopolares Kauterisierungsinstrument	1	75	<b>430101-T</b>
Force Bipolar, Extended Range	1	64	<b>431150-T</b>
Gefensterter Bipolar-Fasszange	1	75	<b>430151-T</b>
Bipolare Maryland-Fasszange	1	75	<b>430152-T</b>
Bipolare Maryland-Fasszange, Extended Range	1	75	<b>431152-T</b>
Nadelhalter	1	75	<b>430200-T</b>
Nadelhalter, Extended Range	1	75	<b>431200-T</b>
Clipapplikator, „Medium-Large“ <sup>1</sup>	1	450 Verschlüsse	<b>430250-T</b>
Cadière-Fasszange	1	75	<b>430300-T</b>
Cadière-Fasszange, Extended Range	1	75	<b>431300-T</b>
Rundzahn-Retraktor, Extended Range	1	75	<b>431301-T</b>
SP-Endoskop, 0°	1	64	<b>430077-T</b>

<sup>1</sup> Mittelgroße Weck® Hem-o-lok® Polymer-Ligaturclips (Weck Produktcode 544230) sind die einzigen kompatiblen Clips, die mit diesem Instrument verwendet werden können. Wenden Sie sich zur Bestellung an Teleflex Medical ([www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)) oder Ihren örtlichen Fachhändler.

## Reinigung und Sterilisation

### Reinigung und Sterilisation

	Produktbeschreibung	Einh. pro Pck.	Einsätze	Artikelnummer
	Aufbereitungscontainer für SP-Instrumente	1	-	<b>430850</b>
	Aufbereitungscontainer für SP-Endoskope	1	-	<b>430851</b>
	SP-Aufbereitungsanschluss (1 Gerät)	1	-	<b>430852</b>
	SP-Aufbereitungsanschluss (2 Geräte)	1	-	<b>430853</b>
	Reinigungs- und Sterilisationskit enthält: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spülanschlussadapter</li> <li>• Bürste mit Nylonborsten</li> <li>• Rohr-Schlauch-Adapter</li> <li>• Adapter für die Dichtigkeitsprüfung</li> </ul>	1	-	<b>430048</b>

## Dokumentation

### Dokumentation<sup>1</sup>


Produktbeschreibung	Artikelnummer
Dokumentationskit zur Aufbereitung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbereitungsanleitung für Instrumente, Zubehör und Endoskope</li> </ul>	<b>400288</b>
Benutzerhandbuch für das System	<b>553366</b>
Benutzerhandbuch für Instrumente und Zubehör	<b>553376</b>
Wandtafel-Kit	<b>382188</b>

<sup>1</sup> Die Dokumentation ist nur in englischer Sprache verfügbar. Für andere Sprachen wenden Sie sich an den Intuitive Kundenservice.  
Die Dokumentation ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

Hinweis: Inhalt und Artikelnummern der Kits können variieren. Weitere Dokumentationen sind auf Anfrage und im PDF-Format erhältlich. Für Details wenden Sie sich bitte an den Intuitive Kundenservice.

## Instrumentenspezifikationen

Artikelnummer	Einsätze	Produktbeschreibung	Branchenöffnung (mm)	Branchenlänge (mm)	Maximale Ellbogenabwinkelung	Maximale Arbeitslänge (cm)	Maximale Instrumentenlänge (cm)
430100	25	Monopolare, gebogene Schere	3,5 mm	12,8 mm	39 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
431100	25	Monopolare, gebogene Schere, Extended Range	3,5 mm	12,8 mm	51 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
430101	25	Monopolares Kauterisierungsinstrument	-	-	39 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
431150	20	Force Bipolar, Extended Range	11,3 mm	20,3 mm	51 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
430151	25	Gefensterter Bipolar-Fasszange	11,3 mm	20,3 mm	39 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
430152	25	Bipolare Maryland-Fasszange	10,4 mm	18,1 mm	39 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
431152	25	Bipolare Maryland-Fasszange, Extended Range	10,4 mm	18,1 mm	51 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
430200	25	Nadelhalter	4 mm	9,8 mm	39 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
431200	25	Nadelhalter, Extended Range	4 mm	9,8 mm	51 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
430250	25	Clipapplikator, „Medium-Large“	6 mm	14,5 mm	39 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
430300	25	Cadière-Fasszange	11,7 mm	17,7 mm	39 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)
431300	25	Cadière-Fasszange, Extended Range	11,7 mm	17,7 mm	51 mm <td 32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)	
431301	25	Rundzahn-Retraktor, Extended Range	10,5 mm	20,3 mm	51 mm	32 cm (12,6 Zoll)	64,5 cm (25,4 Zoll)



## Übliche Kartonabmessungen und -gewichte

Produkt	Artikelnummer	Außenmaße	Durchschnitts- gewicht
Instrumente	Standard	73,66 x 6,83 x 18,10 cm 29 x 2,69 x 7,13 Zoll	0,54 kg 1,18 lbs
Spitze für monopolare, gebogene Schere	430035	28,8925 x 11,43 x 8,59 cm 11,375 x 4,50 x 3,38 Zoll	0,34 kg 0,75 lbs
Zugangsport-Kit (kleine und große Inzision)	430073 430075	24,1 x 11,7 x 43,9 cm 9,5 x 4,6 x 17,3 Zoll	0,9 kg 1,9 lbs
Zugangsführungs-Kit	430022	25,55 x 13,18 x 7,14 cm 10,063 x 5,188 x 2,81 Zoll	2,05 kg 4,52 lbs
Schutzabdeckungen	430020	65,10 x 8,26 x 13,34 cm 25,63 x 3,25 x 5,25 Zoll	0,61 kg 1,34 lbs
	430012		0,72 kg 1,58 lbs
Trokar, 25 mm x 100 mm	430036	36,35 x 13,97 x 12,34 cm 14,31 x 5,50 x 4,86 Zoll	0,48 kg 1,06 lbs
Obturator, 25 mm x 100 mm	430016	36,35 x 13,97 x 12,34 cm 14,31 x 5,50 x 4,86 Zoll	0,47 kg 1,04 lbs
Abgeschirmtes monopolares Kabel	430068	24,77 x 16,19 x 3,49 cm 9,75 x 6,38 x 1,38 Zoll	0,28 kg 0,62 lbs
Anschlusskabel für bipolare Energieinstrumente	470384	24,77 x 16,19 x 3,49 cm 9,75 x 6,38 x 1,38 Zoll	0,26 kg 0,57 lbs
Abdeckung	430013	39,70 x 38,58 x 18,64 cm 15,63 x 15,19 x 7,34 Zoll	2,95 kg 6,50 lbs
SP-Endoskop	430077	81,6102 x 29,21 x 9,3726 cm 32,13 x 11,5 x 3,69 Zoll	2,27 kg 5,00 lbs

## Technischer Support und Kundenservice

### Kontaktieren Sie uns telefonisch

+800 0821 2020 (international gebührenfrei)  
oder verwenden Sie eine lokale Nummer:

<b>Deutschland</b>	<b>Schweiz</b>	<b>Österreich</b>
0761 488 8962	021 821 2020	0126 752 25
0800 1825 068	0800 821 200	0800 298 890

### Die Optionen während Ihres Anrufes

**Option 1:**  
**Dringende technische Probleme**

**Support auf Deutsch:**  
Mo. bis Fr. von 07:00 bis 17:00 Uhr  
Support auf Englisch: 24/7

**Option 2:**  
**Technische Fragen**

Mo. bis Fr. von 07:00 bis 17:00 Uhr

**Option 3:**  
**Kundenbetreuung**

- Bestellanfragen
- Beschwerdemitteilung
- Produktrücksendung
- Austausch von Produkten

Mo. bis Fr. von 08:00 bis 18:00 Uhr

Sie können auf diese Dienste auch rund um die Uhr über das Intuitive Kundenportal zugreifen.

**Für Informationen besuchen Sie die Webseite:**  
[my.intuitive.com](http://my.intuitive.com)

**Option 4:**  
**Support für Digitalprodukte**

- Support bzgl. Benutzerkonto
- Support bzgl. Anmeldung und Passwort
- Störungsbehebung etc.

Mo. bis Fr. von 08:00 bis 18:00 Uhr

### Kontaktieren Sie uns per E-mail

**Deutschland:**  
[Support.DE@intusurg.com](mailto:Support.DE@intusurg.com)

**Schweiz:**  
[Support.CH@intusurg.com](mailto:Support.CH@intusurg.com)

**Österreich:**  
[Support.AT@intusurg.com](mailto:Support.AT@intusurg.com)

**Support für Digitalprodukte:**  
[EU.DigitalSupport@intusurg.com](mailto:EU.DigitalSupport@intusurg.com)

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an Intuitive.

+800 0821 2020 (gebührenfrei) / +41 21 821 2020  
oder besuchen Sie [www.intuitive.com](http://www.intuitive.com)

Die individuellen Ergebnisse können von einer Reihe von Faktoren abhängen, unter anderem von Patientenmerkmalen, Krankheitsmerkmalen und/oder der Erfahrung des Operateurs.

Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Intuitive-Ansprechperson vor Ort nach der Verfügbarkeit der Produkte

in Ihrer Region. Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und anderen Produktinformationen finden Sie in der produktspezifischen Gebrauchsanweisung.

Die Datenschutzbestimmungen von Intuitive sind unter [www.intuitive.com/privacy](http://www.intuitive.com/privacy) verfügbar.

© 2025 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos, einschließlich Intuitive, da Vinci und Ion, sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.