

INTUITIVE

Da Vinci Force Bipolar

Mit DualGrip-Technologie





Zusätzliche Kontrolle.* Non-Stop-Fortschritt.**

Erhalten Sie ein neues Niveau der Greifkontrolle während Ihres Eingriffs* mit Force Bipolar und der DualGrip-Technologie.

Mit dem Ziel der Effizienzsteigerung bei da Vinci-Eingriffen, wurde in enger Zusammenarbeit mit Operateurinnen und Operateuren ein neues Design konzipiert, das zwei verschiedene Greifmodi aufweist.

Mit diesem Instrument können Sie sich voll und ganz auf das Operationsfeld konzentrieren, anstatt während des Eingriffs zu einer Faszange mit stärkerer Greifkraft zu wechseln.

Mit Force Bipolar in Ihrem Instrumentenportfolio können Sie Ihr Setup optimieren und Unterbrechungen innerhalb des Arbeitsablaufs minimieren, da Instrumente seltener gewechselt werden müssen.

* Im Vergleich zu anderen 8 mm da Vinci Instrumenten. Bei Intuitive hinterlegte Daten. Verfügbar für da Vinci X- und/oder da Vinci Xi-Operationssysteme.

** Non-Stop-Fortschritt bezieht sich auf die reduzierte Notwendigkeit des Instrumentenwechsels.

Ein neues Niveau der Greifkontrolle.*

Erhöhen Sie die Greifstärke ohne Unterbrechungen mit der DualGrip-Technologie.

Wechseln Sie den Modus mit dem Fußpedal von „Standard“ auf „Hohe Greifstärke“, um die Nadel oder das Gewebe fester zu fassen, anstatt den Eingriff aufgrund eines Instrumentenwechsels unterbrechen zu müssen.



* Im Vergleich zu anderen 8 mm da Vinci Instrumenten. Bei Intuitive hinterlegte Daten.

Effizientes Arbeiten.

Force Bipolar kombiniert die Fähigkeiten von zwei Greifinstrumenten, wodurch Sie die Effizienz¹ steigern und potenziell die Kosten für Instrumente in Ihrem Krankenhaus senken können.²


Jetzt können Sie:

die Instrumentenauswahl mit einer Fasszange für verschiedene Anforderungen vereinfachen.

Unterbrechungen des Arbeitsablaufs durch selteneres Wechseln von Instrumenten minimieren.

bei Ihren Fällen potenziell Zeit einsparen und damit mögliche Kosteneinsparungen für Ihr Krankenhaus erzielen.²

Potenzielle Einsparungen pro Eingriff durch Verringerung der Instrumentenanzahl erzielen.²



1. Zeitersparnis durch weniger Instrumentenwechsel (durch Multifunktionalität und DualGrip-Technologie) sowie weniger zu reinigende und zu sterilisierende Instrumente.

2. Bei Intuitive hinterlegte Daten.

3. Anwendbar auf bestimmte Eingriffe, die mit 3 Instrumenten durchgeführt werden können, wie z. B. die Versorgung einer Ventralhernie. Daten liegen Intuitive vor.

Bestellinformationen

Artikelnummer



Force Bipolar

1 Einheit (12 Einsätze)

Da Vinci X- und da Vinci Xi-
Operationssysteme

Sie können die Vorteile von
Force Bipolar für folgende
Anwendungen nutzen:

- Greifen
- Retraktion
- Dissektion
- bipolare Koagulation von Gewebe

471405

**Weitere Informationen zu den
da Vinci-Produkten finden
Sie unter:**

www.intuitive.com

**Um eine Ansprechperson zu
kontaktieren oder weitere
Informationen zu erhalten:**

Besuchen Sie www.intuitive.com oder

rufen Sie den Kundenservice von
Intuitive an:

+41 21 821 2020 oder
+800 0821 2020 (gebührenfrei)

Europäische regionale Niederlassungen

Europäischer Hauptsitz (Schweiz)

Intuitive Surgical Sàrl
1, chemin des Mûriers
1170 Aubonne, Suisse
Tel: +41 21 821 2000
Fax: +41 21 821 2001
VAT #: CHE-113.407.162

Deutschland

Intuitive Surgical Deutschland GmbH
Guerickestraße 1
79108 Freiburg, DE
MWST #: DE200038727
Amtsgericht Freiburg, HRB 720585
Geschäftsführer: Dirk Barten,
Tim Heisterkamp, Jamie Samath,
Gary Loeb

Frankreich

Intuitive Surgical SAS
Cité de la Photonique,
bâtiment Gienah
11 avenue de Canteranne
33600 Pessac, FR
Tel: +33 5 86 07 01 01
TVA #: FR 64 417 889 177
SIREN 417 889 177
Capital Social 37000€
RCS Bordeaux Code APE 4646Z

Vereinigtes Königreich

Intuitive Surgical Ltd
The Schrodinger Building
Oxford Science Park
Heatley Rd, Oxford, OX4 4GE, UK
Tel: +44 (0) 1865 411561
VAT #: GB943 2213 49
Company registration
No 6727762

EndoWrist Force Bipolar, EndoWrist-Instrumente

Es handelt sich um Medizinprodukt(e), CE 2460. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

Die individuellen Ergebnisse können von einer Reihe von Faktoren abhängen, unter anderem von Patientenmerkmalen, Krankheitsmerkmalen und/oder der Erfahrung des Operateurs.

Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Intuitive-Ansprechpartner vor

Ort nach der Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region. Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und anderen Produktinformationen finden Sie in der produktspezifischen Gebrauchsanweisung.

Die Datenschutzbestimmungen von Intuitive sind unter www.intuitive.com/privacy verfügbar

© 2018 - 2024 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.

