

INTUITIVE



Intuitive da Vinci SP Catalogue des instruments et accessoires Europe

Mai 2024

Pour de plus amples informations, appelez Intuitive.

+800 0821 2020 (appel gratuit) / +41 21 821 2020
ou rendez-vous sur www.intuitive.com

Certains produits, fonctionnalités ou technologies peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Intuitive local pour connaître la disponibilité du produit dans votre région. Reportez-vous au Manuel d'Utilisation spécifique au produit pour les indications, contre-indications, avertissements et autres informations sur le produit.

Table des matières

Instruments de 6 mm

- 4 Instruments de cautérisation monopolaire
- 4 Instruments de cautérisation bipolaire
- 5 Instruments

Accessoires

- 6 Accessoires réutilisables
- 6 Accessoires jetables

Matériel d'imagerie

- 6 Endoscope

Matériel de formation

- 7 Instruments de formation

Nettoyage et stérilisation

- 7 Nettoyage et stérilisation

Documentation

- 7 Documentation

Spécifications

- 8 Spécifications des instruments
- 9 Dimensions et poids des cartons standard

Coordonnées


- 10 Assistance technique et service client

Instruments de 6 mm

Instruments de cautérisation monopolaire

	Description du produit	Référence
	Ciseaux courbes monopolaires 25 utilisations	430004
	Illustré avec un embout de ciseaux courbes monopolaires (vendu séparément - 1 intervention)¹	430035
	Instrument de cautérisation monopolaire 25 utilisations	430007
	Illustré avec un embout de crochet de cautérisation (vendu séparément - 1 intervention)¹	400156
	Instrument de cautérisation monopolaire 25 utilisations	430007
	Illustré avec un embout de spatule de cautérisation (vendu séparément - 1 intervention)¹	400160

Instruments de cautérisation bipolaire

	Description du produit	Référence
	Pince bipolaire Maryland 25 utilisations	430010
	Pince bipolaire fenêtrée 25 utilisations	430011

¹ L'embout de la spatule de cautérisation, l'embout du crochet de cautérisation et l'embout des ciseaux courbes monopolaires peuvent être commandés séparément. Embout de crochet de cautérisation (boîte de 10) référence 400156. Embout de spatule de cautérisation (boîte de 10) référence 400160. Embout de ciseaux courbes monopolaires (boîte de 10) référence 430035.

Instruments de 6 mm

Instruments

	Description du produit	Référence
	Porte-aiguilles 25 utilisations	430006
	Pince Cadière 25 utilisations	430009
	Écarteur à dents rondes 25 utilisations	430002
	Applicateur de clips, « Medium-Large »² 150 utilisations (Illustré avec les clips de ligature medium-large en polymère Weck® Hem-o-lok®.) Validé pour une utilisation uniquement avec les clips de ligature medium-large en polymère Weck® Hem-o-lok®.	430005
	Code produit Weck :	544230

² Les clips de ligature medium-large en polymère Weck® Hem-o-lok® (code produit Weck : 544230) sont les seuls clips compatibles utilisés avec cet instrument. Pour passer une commande, veuillez contacter Teleflex Medical (www.teleflex.com) ou votre distributeur local.

Accessoires

Accessoires réutilisables

	Description du produit	Qté/ boîte	Utilisa- tions	Référence
	Canule, 25 mm x 100 mm	1	S. O.	430036
	Obturbateur, 25 mm x 100 mm	1	S. O.	430016
	Câble de cautérisation bipolaire	1	20	470384
	Câble de cautérisation monopolaire EnergyShield	1	S. O.	430068

Accessoires jetables

	Description du produit	Qté/ boîte	Utilisa- tions	Référence
	Embout de ciseaux courbes monopolaires (boîte de 10)	10	1 procédure	430035
	Embout de crochet de cautérisation (boîte de 10)	10	1 procédure	400156
	Embout de spatule de cautérisation (boîte de 10)	10	1 procédure	400160
	Gaine d'instrument (boîte de 30)	30	1 procédure	430012
	Gaine de caméra (boîte de 10)	10	1 procédure	430020
	Champ stérile pour bras d'instrumentation	1	1 procédure	430013
	Kit de port d'accès, petite incision (taille d'incision de 2,7 cm à 4 cm [boîte de 6]) comprend : • Port d'accès • Guide d'entrée court • Protecteur de plaie	6	1 procédure	430073
	Kit de port d'accès, grande incision (taille d'incision de 2,7 cm à 7 cm [boîte de 6]) comprend : • Port d'accès • Guide d'entrée court • Protecteur de plaie	6	1 procédure	430075
	Le kit de guide d'entrée (boîte de 6) comprend : • Insert de la canule du guide d'entrée • Joint d'étanchéité de la canule du guide d'entrée	6	1 procédure	430022

Matériel d'imagerie

Instrument d'imagerie

	Description du produit	Qté/ boîte	Utilisa- tions	Référence
	Endoscope SP, 0°	1	33	430077

Matériel de formation

Matériel de formation

Description du produit	Qté/ boîte	Utilisa- tions	Référence
Écarteur à dents rondes	1	75	430002-T
Ciseaux courbes monopolaires	1	75	430004-T
Applicateur de clips, « Medium-Large » ¹	1	450	430005-T
Porte-aiguilles	1	75	430006-T
Cautérisation monopolaire	1	75	430007-T
Pince Cadière	1	75	430009-T
Pince bipolaire Maryland	1	75	430010-T
Pince bipolaire fenêtrée	1	75	430011-T
Endoscope SP, 0°	1	64	430077-T

Nettoyage et stérilisation

Nettoyage et stérilisation

	Description du produit	Qté/ boîte	Utilisa- tions	Référence
	Plateau de retraitement des instruments SP	1	S. O.	430850
	Plateau de retraitement de l'endoscope SP	1	S. O.	430851
	Raccord de retraitement SP (1 dispositif)	1	S. O.	430852
	Raccord de retraitement SP (2 dispositifs)	1	S. O.	430853
	Le kit de nettoyage et de stérilisation comprend : • Adaptateur de port pour rinçage • Brosse à poils en nylon • Adaptateur tuyau à tuyau • Adaptateur pour test d'étanchéité	1	S. O.	430048

Documentation


Documentation

Description du produit	Référence
Kit de documentation de retraitement • Instructions de retraitement des instruments, des accessoires et de l'endoscope	400287
Manuel d'utilisation du système	553365
Manuel d'utilisation des instruments et accessoires	553375
Kit de tableau mural	382187

¹ Les clips de ligature medium-large en polymère Weck® Hem-o-lok® (code produit Weck : 544230) sont les seuls clips compatibles utilisés avec cet instrument. Pour passer une commande, veuillez contacter Teleflex Medical (www.teleflex.com) ou votre distributeur local.

Spécifications des instruments

Référence	Utilisa- tions	Description du produit	Angle d'ouverture des mâchoires	Longueur des mâchoires	Articulation maximale du coude	Longueur de travail maximale	Longueur maximale de l'instrument
430002	25	Écarteur à dents rondes	40°	2,0 cm (0,80 po)	4,5 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)
430004	25	Ciseaux courbes monopolaires	40°	1,3 cm (0,50 po)	3,0 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)
430005	150	Applicateur de clips, « Medium-Large »	S. O.	1,5 cm (0,57 po)	3,0 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)
430006	25	Porte-aiguilles	35°	1,0 cm (0,39 po)	3,0 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)
430007	25	Instrument de cautérisation monopolaire	S. O.	S. O.	3,0 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)
430009	25	Pince Cadière	40°	1,8 cm (0,70 po)	3,0 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)
430010	25	Pince bipolaire Maryland	40°	1,8 cm (0,71 po)	3,0 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)
430011	25	Pince bipolaire fenêtrée	40°	2,0 cm (0,80 po)	3,0 cm	27 cm	64,5 cm (25,4 po)



Dimensions et poids des cartons standard

Article	Code article	Dimensions extérieures	Poids moyen
Instruments	La plupart	73,66 x 6,83 x 18,10 cm 29 x 2,69 x 7,13 po	0,54 kg 1,18 lb
Embout des ciseaux courbes monopolaires	430035	28,8925 x 11,43 x 8,59 cm 11,375 x 4,50 x 3,38 po	0,34 kg 0,75 lb
Kit de port d'accès (petite et grande incision)	430073 430075	24,1 x 11,7 x 43,9 cm 9,5 x 4,6 x 17,3 po	0,9 kg 1,9 lb
Kit de guide d'entrée	430022	25,55 x 13,18 x 7,14 cm 10,063 x 5,188 x 2,81 po	2,05 kg 4,52 lb
Gaines	430020	65,10 x 8,26 x 13,34 cm 25,63 x 3,25 x 5,25 po	0,61 kg 1,34 lb
	430012		0,72 kg 1,58 lb
Canule, 25 mm x 100 mm	430036	36,35 x 13,97 x 12,34 cm 14,31 x 5,50 x 4,86 po	0,48 kg 1,06 lb
Obturateur, 25 mm x 100 mm	430016	36,35 x 13,97 x 12,34 cm 14,31 x 5,50 x 4,86 po	0,47 kg 1,04 lb
Câble monopolaire blindé	430068	24,77 x 16,19 x 3,49 cm 9,75 x 6,38 x 1,38 po	0,28 kg 0,62 lb
Câble de cautérisation bipolaire	470384	24,77 x 16,19 x 3,49 cm 9,75 x 6,38 x 1,38 po	0,26 kg 0,57 lb
Champ stérile	430013	39,70 x 38,58 x 18,64 cm 15,63 x 15,19 x 7,34 po	2,95 kg 6,50 lb
Endoscope SP	430077	81,6102 x 29,21 x 9,3726 cm 32,13 x 11,5 x 3,69 po	2,27 kg 5,00 lb

Assistance technique et service client

Contactez-nous par téléphone

+800 0821 2020 (Numéro Vert International) ou utilisez un numéro local :

Belgique
02 888 17 49
0800 716 96

France
05 37 10 02 26
0800 905 720

Suisse
021 821 2020
0800 821 200

Les options lors de votre appel

**Option 1 :
Problèmes techniques urgents**

En français :
Disponible du lundi au vendredi
de 07h00 à 17h00

En anglais : 365/24/7

**Option 2 :
Questions techniques**

Disponible du Lundi au Vendredi
de 07h00 à 17h00

**Option 3 :
Service client**

- Questions liées aux commandes
- Suivi des réclamations
- Demandes de retour de marchandises
- Échange de produits

Disponible du lundi au vendredi de
08h00 à 18h00.

Vous pouvez également accéder à ces
services 24h/24 et 7j/7 sur le portail client.

Pour plus d'informations, consultez le site :
my.intuitive.com

**Option 4 :
Service de produits numériques**

- Gestion des comptes utilisateur
- Problèmes de connexion et de mot de passe
- Résolution d'erreur

Disponible du lundi au vendredi de
08h00 à 18h00

Contactez-nous par e-mail

Belgique :
Support.BE@intusurg.com

Suisse :
Support.CH@intusurg.com

France :
Support.FR@intusurg.com

Service de produits numériques :
EU.DigitalSupport@intusurg.com

Bureaux régionaux (Europe)

Siège européen (Suisse)

Intuitive Surgical Sàrl
1, chemin des Mûriers
1170 Aubonne, Suisse
Tél. : +41 21 821 2000
Fax : +41 21 821 2001
VAT #: CHE-113.407.162

Allemagne

Intuitive Surgical Deutschland GmbH
Am Flughafen 6
79108 Freiburg, DE
MWST #: DE200038727
Tél. : +49 761 8878 7700
Amtsgericht Freiburg, HRB 720585
Geschäftsführer: Dirk Barten,
Tim Heisterkamp, Jamie Samath,
Gary Loeb

France

Intuitive Surgical SAS
Cité de la Photonique,
bâtiment Gienah
11 avenue de Canteranne
33600 Pessac, FR
Tél. : +33 5 86 07 01 01
N° de TVA : FR 64 417 889 177
SIREN 417 889 177
Capital Social 37000€
RCS Bordeaux Code APE 4646Z

Royaume-Uni

Intuitive Surgical Ltd
The Schrodinger Building
Oxford Science Park
Heatley Rd, Oxford, OX4 4GE, UK
Tél. : +44 (0) 1865 411561
N° de TVA : GB943 2213 49
Company registration
No 6727762

Siège social

États-Unis

Intuitive Surgical, Inc.
1020 Kifer Road, Building 108
Sunnyvale, CA 94086-5304
Tél : +1.408.523.2100
Fax : +1.408.523.1390

Pour de plus amples informations,
appelez Intuitive.

+800 0821 2020 (appel gratuit) / +41 21 821 2020
ou rendez-vous sur www.intuitive.com

Les résultats individuels peuvent dépendre
d'un certain nombre de facteurs, y compris des
caractéristiques du patient, des caractéristiques
de la maladie et/ou de l'expérience du médecin/
chirurgien.

Certains produits, fonctionnalités ou
technologies peuvent ne pas être disponibles
dans tous les pays. Veuillez contacter votre

représentant Intuitive local pour connaître
la disponibilité du produit dans votre région.
Reportez-vous au Manuel d'Utilisation
spécifique au produit pour les indications,
contre-indications, avertissements et autres
informations sur le produit.

La politique de confidentialité d'Intuitive est
disponible sur www.intuitive.com/privacy.

© 2024 Intuitive Surgical Operations, Inc.
Tous droits réservés. Les noms/logos de produits
et de marques sont des marques commerciales
ou des marques déposées d'Intuitive Surgical ou
de leurs détenteurs respectifs.