

Wir stellen vor: Der da Vinci E-200 Generator

Der erste vollständige Hochfrequenzgenerator von Intuitive für roboter-assistierte Eingriffe



Der da Vinci E-200 Generator ist präzise abgestimmt, um eine ausgezeichnete Energieabgabe zu ermöglichen. Er lässt sich reibungslos in einen bestehenden roboter-assistierten Programmablauf integrieren und liefert Hochfrequenzenergie für Schneiden, Koagulation und Gefäßversiegelung. Die regulierbaren Energieeinstellungen für jeden Anschluss, die Funktion zur Voreinstellung der Energie für ein schnelles Umschalten während und zwischen den Eingriffen sowie die Kompatibilität mit offenen und laparoskopischen Energieinstrumenten machen den E-200 zu einem äußerst vielseitigen und effizienten Instrument.

Durchführung roboter-assistierter Eingriffe von der ersten Inzision bis zur Abschlussnaht mit einem einzigen Generator

Reibungslose Integration

Der E-200 Generator ist mit da Vinci Operationssystemen und Cloud-Anmeldeprofilen kompatibel.

Einfache und effiziente Bedienung

- Verwenden Sie die Watt-basierten Energieeinstellungen, die bei anderen Generatoren auf dem Markt häufig verwendet werden
- Passen Sie die Energieeinstellungen für jeden einzelnen Energieanschluss an
- Speichern Sie bis zu drei favorisierte Energieeinstellungen, um während oder zwischen den Eingriffen schnell zu wechseln

Leistungsstarke Vielseitigkeit

Verwenden Sie monopolare, bipolare und fortschrittliche Energieinstrumente mit schneller Gefäßversiegelung¹ und arbeiten Sie flexibel mit roboter-assistierten, offenen oder laparoskopischen Energieinstrumenten.

1. Die durchschnittliche Versiegelungszeit beträgt weniger als 3 Sekunden. Daten liegen Intuitive vor.

E-200 Generatormodi

Monopolares Schneiden (0–120 W)	Monopolare Koagulation (0–120 W)	Bipolare Energie (0–95 W)	Fortschrittliche bipolare Energie (automatisch eingestellt)
Pure (Saubere)	Precise (Präzise)	Macro	Coagulation (Koagulation)
Blend (Überlagert)	Fulgurate	Standard	Seal (Versiegelung)
	Spray	Low (Wenig)	Sync
	Low (Wenig)	Low with Auto Stop (Wenig mit Autostop)	

Bestellinformationen

Artikelnummer	Produktbeschreibung
380229	Upgrade des E-200 Generators für da Vinci der 4. Generation

Weitere Informationen zu den Intuitive Produkten finden Sie unter:

www.intuitive.com

Kontaktieren Sie Ihre Intuitive Ansprechperson und erhalten Sie weitere Informationen.

Besuchen Sie www.intuitive.com oder rufen Sie den Intuitive Kundenservice an:

+41.21.821.2020 oder
+800.0821.2020 (gebührenfrei)

Da Vinci E-200 Generator

Der da Vinci E-200 Generator ist ein elektrochirurgischer Generator, der für die Verwendung mit einem kompatiblen da Vinci-Chirurgiesystem vorgesehen ist. Der Generator liefert Hochfrequenzenergie (HF-Energie) zum Schneiden und zur Koagulation von Gewebe und zur Gefäßversiegelung. Der da Vinci E-200 Generator ist ein Medizinprodukt der Klasse IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Verordnung (EU 2017/745), hergestellt von Intuitive Surgical, Inc. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

Die individuellen Ergebnisse können von einer Reihe von Faktoren abhängen, unter anderem von Patientenmerkmalen, Krankheitsmerkmalen und/oder der Erfahrung des Operateurs.

Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Intuitive-Ansprechpartner vor Ort nach der Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region. Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und anderen Produktinformationen finden Sie in der produktspezifischen Gebrauchsanweisung.

Die Datenschutzbestimmungen von Intuitive sind unter www.intuitive.com/privacy verfügbar.

© 2025 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.